



ULTRASOUND • PROBE REPAIR



Wir sind ein international tätiges Unternehmen mit dem Schwerpunkt Sonografie. Im Vordergrund stehen individuelle Lösungen für den Klinik- sowie Praxisbetrieb.

Kompetente Beratung, hochwertige Produkte und Dienstleistungen, bedarfsorientierte Betreuung führen zu einer hohen Kundenzufriedenheit und tragen somit zum gemeinsamen Erfolg bei.

Die eigene Forschung und Entwicklungsabteilung im Bereich Reparatur machen uns zu einem langfristigen und qualitätsorientierten Partner im Bereich der Medizintechnik.



PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

Ultraschallsysteme:

Beratung, Vertrieb und Service von Ultraschallsystemen
Neu, Demo oder gebraucht

Sondenreparatur:


Fachgerechte Reparatur von Ultraschallsonden aller Hersteller und Sondentypen

Refurbishment:

Qualitätssichernde Maßnahmen für Ihr Ultraschallsystem / Sonde.

DIE SONDENANALYSE

Eine umfassende Eingangsanalyse ist die Basis für eine erfolgreiche Reparatur Ihrer Sonden. Durch die rechtzeitige Analyse können Defekte entdeckt werden bevor diese zu kostspieligen Reparaturen führen. Unser Service im Bereich der Sondenanalyse umfasst:



- Check-in optisch und technisch
- Detaillierte Sondenanalyse vorab
- Qualitätsgesicherte Sondenreparatur
- Detaillierte Sondenanalyse danach
- Erstellung eines Prüfprotokolls
- Check-out optisch und technisch
- Servicegarantie
- Leihsonden

DIE SONDENREPARATUR

Standard Sonden (Curved-, Linear- und Phased Array Sonden):

- Erneuerung der Linsenbeschichtung
- Erneuerung des Kabelknickschutzes
- Aufbereitung und Reparatur des Sondengehäuses
- Konnektorreparatur
- Kabelaustausch und Kabelreparatur

Tee Sonden:

- Erneuerung / Austausch IT-Beschichtung
- Austausch Bending Rubber
- Erneuerung und Kalibration Seilzüge
- Austausch der Linse

3D Volumensonden:

- Austausch und Erneuerung der Linsenkappe
- Reinigung und Aufbereitung der Sondenmechanik
- Aufbereitung und Reparatur des Sondengehäuses
- Kabelaustausch und Kabelreparatur



FORSCHUNG • ENTWICKLUNG • INNOVATION



Unser Reparaturlabor entwickelt ständig neue Verfahren zur Optimierung der Sondenreparatur.

SCHNELL • KOMPETENT • DIREKT

Bundesweite Betreuung durch unser geschultes Fachpersonal vor Ort.



ERWARTEN • SIE • MEHR

Ortner Medical Solutions

Strauchweg 26 Top 1-3 • A-8501 Lieboch
office@ort-med.com • T: 43 3136 62 155 • F: +43 3136 62155 4

www.ort-med.com