



ULTRASOUND • PROBE REPAIR



Jsme mezinárodně činný podnik se zaměřením na sonografii. V popředí stojí individuální řešení pro provoz klinik a ordinací.

Kompetentní poradenství, kvalitní produkty a služby, na potřeby zákazníků orientovaná péče vedou k vysoké spokojenosti zákazníků a přispívají tím k celkovému úspěchu.

Vlastní výzkumné a vývojové oddělení na úseku oprav z nás činí dlouhodobého a na kvalitu orientovaného partnera v oboru zdravotnické techniky.

PRODUKTY A SLUŽBY

Ultrazvukové systémy:

Poradenství, prodej a servis ultrazvukových systémů nových, předváděcích nebo použitých


Oprava sond:

Odborná oprava ultrazvukových sond všech výrobců a typů sond

Refurbishment:

Opatření pro zajišťování jakosti pro Váš ultrazvukový systém / sondu.





Rozsáhlá vstupní analýza je základem úspěšné opravy Vašich sond. Včasnou analýzou lze zjistit závady ještě předtím než povedou k nákladným opravám. Náš servis v oblasti analýzy sond zahrnuje:

optický a technický Check-in
detailní analýzu sondy předem
zajištěnou kvalitu oprav sondy
detailní analýzu sondy potom
vystavení protokolu o provedení zkoušky
optický a technický Check-out
servisní garanci
zapůjčení sond

OPRAVA SOND



Standardní sondy (Curved-, linární a Phased Array sondy):

- obnova čočkovité vrstvy
- výměna ochrany kabelu proti přelomení
- úprava a oprava krytu sondy
- oprava konektorů
- výměna a oprava kabelu



TEE sondy:

- obnova / výměna IT-povrchu
- výměna Bending Rubber
- obnova a kalibrace kladkostrojů
- výměna čočky



Prostorové 3D sondy:

- výměna a obnova čočkovité hlavy
- vyčištění a úprava mechaniky sondy
- úprava a oprava krytu sondy
- výměna a oprava kabelu

VÝSKUM

VÝVOJ

INOVACE



Naše opravářská laboratoř vyvíjí pořád nové postupy pro optimalizaci opravy sond.

RYCHLE • KOMPETENTNE • PRÍMO

Celostátní starostlivost zajišťuje náš vyškolený odborný personál přímo na místě.



OČEKÁVEJTE • VÍCE

Ortner Medical Solutions

Strauchweg 26 • 8501 Lieboch • A-8501 Lieboch
M: office@ort-med.com • T: +43 3136 62155 • F: +43 3136 62155 4

www.ort-med.com