



ULTRASOUND • PROBE REPAIR



Мы являемся работающей на международном рынке фирмой. Наше главное направление – это сонография. В центре нашего внимания – индивидуальные решения как для клиник, так и для частных врачебных кабинетов.

Компетентное консультирование, высококачественные продукты и услуги, ориентированное на запросы клиента обслуживание ведут к высокой удовлетворенности клиентов и, тем самым, увеличивают общий успех фирмы.

Наличие собственного отдела по разработке и исследованию в области ремонта позволило нам стать долгосрочным и ориентированным на качество партнером в области медицинской техники.



ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Ультразвуковые системы:

А Консультирование, продажа и сервис ультразвуковых систем. Новые, демонстрационные или бывшие в употреблении


Ремонт зондов:

Специализированный ремонт ультразвуковых зондов любых изготовителей и любых видов зондов.

Восстановительный ремонт / переоборудование/ Refurbishment:

Мера, гарантирующая качество для Вашей ультразвуковой системы/зодда.

АНАЛИЗ ЗОНДА



Всеобъемлющий анализ является основой проведения успешного ремонта Вашего зонда. Благодаря своевременному анализу дефекты могут быть обнаружены еще до того, как потребуются дорогостоящий ремонт. Наши услуги в области анализа зонда включают в себя:

- Check-in визуальный и технический
- Предварительный подробный анализ зонда
- Гарантирующий качество ремонт зонда
- Завершающий подробный анализ зонда
- Составление протокола проверки качества

РЕМОНТ ЗОНДОВ

Стандартные зонды (curved, linear and phased array probes):

- Обновление линзового покрытия
- Обновление защиты предотвращающей заломление кабеля
- Подготовка и ремонт корпуса зонда
- Ремонт коннекторов
- Замена кабеля и ремонт кабеля

Тее зонды:

- Обновление / замена IT-покрытия
- Замена bending rubber
- Обновление и калибровка натяжения тросса
- Замена линзы

3-х мерные объемные зонды:

- Замена и обновление колпачка линзы
- Очистка механической части зонда
- Подготовка и ремонт корпуса зонда
- Замена кабеля и ремонт кабеля




ИССЛЕДОВАНИЕ • РАЗРАБОТКА • НОВШЕСТВО



Наша ремонтная лаборатория постоянно разрабатывает новые способы для оптимизации ремонта зондов.

БЫСТРО • КОМПЕТЕНТНО • НАПРЯМУЮ

Повсеместное обслуживание нашими специалистами непосредственно на местах.



ОЖИДАЮТ • ВАС

Ortner Medical Solutions

Gewerbeparkstraße 3 • A-8143 Dobl bei Graz
M: office@ort-med.com • T: +43 3136 62155 • F: +43 3136 62155 4

www.ort-med.com