



**ULTRAZVUK • POPRAVAK SONDI**



Mi smo međunarodno djelatna tvrtka s težištem na sonografiji. Na prvom mjestu nalaze se individualna rješenja za kliničko i ordinacijsko poslovanje.

Kompetentno savjetovanje, visoko kvalitetni proizvodi i usluge, na potrebe orijentirana skrb dovode do visokog zadovoljstva mušterija te time pridonose zajedničkom uspjehu.

Vlastito istraživanje i razvojni odjel na području popravaka čine nas dugogodišnjim i na kvalitetu orijentiranim partnerom na području medicinske tehnike.

## PROIZVODI I USLUGE



### **Ultrazvučni sistemi:**

savjetovanje, prodaja i servis ultrazvučnih sistema  
novi, demo ili rabljeni


### **Posebni popravci:**

stručni popravci ultrazvučnih sondi svih proizvođača i svih tipova sondi

### **Obnova:**

mjere koje jamče kvalitetu Vašeg ultrazvučnog sistema / sonde.

## ANALIZE SONDI



Opsežna ulazna analiza osnova je za uspješni popravak Vaše sonde. Pravovremenom analizom mogu se otkriti kvarovi prije nego dovedu do skupih popravaka. Naš servis na području analize sonde obuhvaća:

- ulazna kontrola - optička i tehnička
- prethodna detaljna analiza sonde
- zajamčeni kvalitetni popravak sonde
- naknadna detaljna analiza sonde
- izrada certifikata
- završna kontrola - optička i tehnička
- jamstvo
- zamjenske sonde

## POSEBNI POPRAVCI



**Standardne sonde** (zakrivljene, linearne i sektorske sonde):

- obnova zaštitnog sloja leće
- obnova zaštitne preklopke kabla
- priprema i popravak kućišta sonde
- popravak konektora
- zamjena i popravak kabla



**Tee sonde**

- obnova / zamjena IT-zaštitnog sloja
- zamjena savitljive gume
- obnova i kalibracija vučnih užeta
- zamjena leća



**3D volumenske sonde**

- zamjena i obnova vrha
- čišćenje i priprema mehanike sonde
- priprema i popravak kućišta sonde
- zamjena i popravak kabla

ISTRAŽIVANJA • RAZVOJ • INOVACIJE



Naš laboratorij za popravke neprestano razvija nove postupke za optimizaciju popravaka sondi.

BRZO • KOMPETENTNO • DIREKTNO

Naše stručno obrazovano osoblje brine za Vas na cijelom Saveznom području.



OČEKUJTE • VIŠE

Ortner medicinsko rješenje

Strauchweg 26 Top 1-3 • A-8501 Lieboch  
mail: office@ort-med.com • tel: 0043 316 62155 • fax: 0043 316 62155 4

[www.ort-med.com](http://www.ort-med.com)