



SONOGRAFÍA REPARACIÓN DE SONDAS



Somos una empresa que desarrolla sus actividades a nivel internacional dedicada principalmente a la sonografía. Nuestra prioridad es ofrecer soluciones individuales para clínicas y consultorios médicos.

Le ofrecemos un asesoramiento competente, productos y servicios de alta calidad así como una asistencia orientada a las necesidades de nuestros clientes, que aportan una alta satisfacción, contribuyendo así al éxito común.

Nuestro departamento de investigación y desarrollo en el ámbito de reparaciones nos convierte en un socio que tiene como objetivo la calidad a largo plazo en el sector de la tecnología sanitaria.



## PRODUCTOS Y SERVICIOS

### **Sistemas de ultrasonido:**

Asesoramiento, servicio y distribución de sistemas de ultrasonido nuevos, de prueba o usados


### **Reparación de sondas:**

Reparación profesional de sondas de ultrasonido de todos los fabricantes y tipos de sonda

### **Reacondicionamiento:**

Medidas de aseguramiento de la calidad de su sistema de ultrasonido y /o sonda.

# ANÁLISIS DE SONDAS



Un análisis inicial completo es la base para la reparación correcta de sus sondas. Con un análisis a tiempo pueden detectarse defectos antes de que éstos provoquen reparaciones costosas. Nuestro servicio en el área de análisis de sondas comprende:

- Comprobación inicial óptica y técnica
- Detallado análisis previo de las sondas
- Reparación de sondas con calidad asegurada
- Detallado análisis posterior de las sondas
- Elaboración de un protocolo de pruebas
- Comprobación final óptica y técnica
- Garantía de servicio
- Sondas de alquiler

## REPARACIÓN DE SONDAS



### Sondas estándar (sondas de matriz curva, lineal y en fase):

- Renovación del recubrimiento de lente
- Renovación de la protección del cable contra dobleces
- Acondicionamiento y reparación de la carcasa de la sonda
- Reparación de conectores
- Sustitución y reparación de cables



### Sondas ETE:

- Renovación / Sustitución del recubrimiento IT
- Sustitución de la goma elástica
- Renovación y calibrado del cable de accionamiento
- Sustitución de la lente



### Sondas de volumen 3D:

- Sustitución y renovación de la tapa protectora de la lente
- Limpieza y acondicionamiento mecánico de la sonda
- Acondicionamiento y reparación de la carcasa de la sonda
- Sustitución y reparación de cables

INVESTIGACIÓN - DESARROLLO - INNOVACIÓN



Nuestro laboratorio de reparaciones desarrolla constantemente nuevos procedimientos para optimizar la reparación de sondas.

RÁPIDOS - COMPETENTES - DIRECTOS

Asistencia en todo el país a cargo de nuestro personal especializado y entrenado.



LE OFRECEMOS MÁS

Ortner Medical Solutions

Strauchweg 26 Top 1-3 • A-8501 Lieboch  
M office@ort-med.com • T 43 3136 62 155 • F +43 3136 62155 4  
Alemania: N° de tel: +49 3060 98490304 • Fax: +49 1805 004555202  
ISO 13485

[www.ort-med.com](http://www.ort-med.com)