



SYSTÈMES ULTRASONS
RÉPARATION DE SONDES ÉCHOGRAPHIQUES



Nous sommes une entreprise internationale spécialisée dans le domaine de l'imagerie médicale qui repose sur l'utilisation des ultrasons. Nous nous attachons en particulier à proposer aux cliniques et aux cabinets médicaux des solutions individuelles adaptées à leurs besoins.

Notre savoir-faire, nos produits et services de haute qualité et notre suivi personnalisé nous permettent d'aller au-delà de vos attentes. La satisfaction de nos clients est notre moteur et la base de notre succès.


Notre propre département de recherche et de développement dans le domaine de la réparation fait de nous un partenaire technique qui mise sur la qualité et les relations long terme.



PRODUITS ET SERVICES

- **Systèmes ultrasons :**
Conseil, distribution et service des systèmes ultrasons
Appareils neufs, de démonstration ou d'occasion
- **Réparation de sondes échographiques :**
Réparation dans les règles de l'art de tous les modèles de sondes de différents producteurs
- **Remise à neuf :**
Mesures d'assurance de la qualité pour vos systèmes ultrasons et vos sondes

ANALYSE DES SONDES ÉCHOGRAPHIQUES



Une analyse complète de vos sondes échographiques dès réception constitue la base d'une réparation réussie. Ce diagnostic en temps opportun permet de détecter d'éventuels défauts avant que ceux-ci n'entraînent des réparations coûteuses. Notre gamme de services dans le domaine de l'analyse de sondes échographiques inclut les prestations suivantes :

- Test optique et technique à l'entrée
- Analyse détaillée des sondes dès leur réception
- Réparation de qualité des sondes
- Analyse détaillée des sondes à leur sortie
- Établissement d'un protocole de test
- Test optique et technique à la sortie
- Garantie de service
- Prêt de sondes échographiques

RÉPARATION DES SONDES ÉCHOGRAPHIQUES

- **Sondes échographiques standard :**
(sondes linéaires, convexes et à réseau phasé)

Changement du revêtement de la lentille
Remplacement de la protection anti-pli du câble
Préparation et réparation du boîtier
Réparation du connecteur
Remplacement et réparation des câbles

- **Sondes échographiques transœsophagiennes (TEE) :**

Changement du revêtement des tubes d'insertion
Remplacement du « bending rubber »
Remplacement des câbles et calibrage des sondes
Remplacement de la lentille

- **Sondes échographiques volumiques 3D :**

Remplacement du capuchon
Entretien et préparation des éléments mécaniques
Préparation et réparation du boîtier
Remplacement et réparation des câbles



RECHERCHE • DÉVELOPPEMENT • INNOVATION



Notre laboratoire de réparation développe sans cesse de nouvelles techniques afin d'optimiser la réparation des sondes échographiques.

UN SUIVI DIRECT, RAPIDE ET COMPÉTENT

Notre personnel spécialisé assure un excellent service technique au niveau international.



À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

Ortner Solutions Médicales

Gewerbeparkstraße 3 • 8143 Dobl (près de Graz), Autriche
M : office@ort-med.com • T : +43 3136 62155 • F : +43 3136 621554

France :

Tél. : +33 1 82 88 86 99 • M : servicedesondes@ort-med.com

www.ort-med.com